



Comfortlift
Orona



COMFORTLIFT PLATO

DE TRAPLIFT OP ÉÉN BUIS



COMFORTLIFT PLATO

De traplift op één buis

VOORDELEN VAN DE PLATO

- ✓ Ideaal langs de binnenbocht op smalle trappen
- ✓ Brede kant van uw trap blijft helemaal vrij
- ✓ Draagvermogen tot 120 kg (optie 160 kg)
- ✓ Kan van positie veranderen tijdens de rit
- ✓ Manuele of elektrische draaizitting
- ✓ Uw trapleuning blijft zitten

DOORSNEDE PLATO


De onopvallende enkele buis, laag over uw trap, zorgt ervoor dat u met gemak uw steile trap terug op kan. De stoel kan zelfs achteruit rijden of van positie wisselen tijdens de rit zodat u probleemloos uw smalle trap kan overbruggen.




ware grootte

DE SLIMME OPLOSSINGEN VAN DE COMFORTLIFT PLATO


SITUATIE BENEDEN




Start op eerste trede



Korte start




Standaard start




Uitloop beneden


SITUATIE BOVEN



Incline finish



Uitloop boven




Korte uitloop (100 mm)

BEKLEDING ZIT- EN RUGLEUNING



Rood
Kunstleder



Grijs
Kunstleder




Blauw
Kunstleder



Beige
Kunstleder


LAKWERK




RAL 9002
Grijswit

AFMETINGEN


Uitloop beneden of boven




Uitloop beneden of boven



Binnenbocht



Start op eerste trede



A.	Zitting tot vloer	566,5
B.	Bovenkant voetenplank tot vloer	68,5
C.	Breedte voetenplank	576
D.	Stijgingshoek (0-75 graden)	40
E.	Breedte tussen armsteunen	377
F.	Volledige breedte	572
G.	Vloer tot onderkant voetenplank	28
H.	Lengte voetenplank	252
I.	Bovenkant zitting tot bovenkant armsteun	218
J.	Voorkant voetenplank tot achterkant stoel	615
K.	Bovenkant voetenplank tot bovenkant zitting	498
L.	Achterkant stoel tot muur	27
M.	Achterkant zitting tot muur	10
N.	Diameter rail	80
O.	Voorkant rail tot achterkant stoel	183,5
P.	Volledige hoogte	948
Q.	Bovenkant rail tot vloer	160
R.	Bovenkant armsteun tot bovenkant zitting	164
S.	180° bocht op rail midden tot midden	420
T.	Grootte bocht op middenlijn	210
U.	Voetenplank tot vloer	83
V.	Armsteun tot eerste trede	446
W.	Voorkant start op eerste trede tot eerste trede	15
X.	Zitting tot vloer	581



WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT?

- Uitgebreid gamma aan mobiliteitsoplossingen
- Meer dan 30 jaar ervaring en know-how
- Op maat gemaakte producten
- Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen
- Service 24/24 – 7/7 – ook op zon- en feestdagen
- Dicht servicenet: Altijd iemand in uw buurt
- Gratis servicenummer 0800 20 950
- Lange levensduur door betaalbaar onderhoud
- Gemotiveerd en gespecialiseerd personeel



WAAR VIND JE ONS?

(showrooms enkel op afspraak)

BELGIË:

Waregem (showroom):
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona:
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBURG:

Peppange :
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

NEDERLAND:

Alphen aan den rijn :
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

HOE VIND JE ONS?

Bel gratis voor meer informatie, een offerte

of een afspraak naar: 0800 20 950

Bezoek onze website: www.comfortlift.be

WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ Meest complete gamma aan trapliften in België
- ✓ Steeds op maat van uw trap
- ✓ Meer dan 50 jaar expertise en know-how
- ✓ Gemotiveerd & gespecialiseerd personeel
- ✓ Service 24/7
- ✓ Dicht servicenet: altijd iemand in uw buurt
- ✓ Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
- ✓ Al jarenlang vertrouwde partner van mutualiteiten, subsidiërende overheid & andere zorgpartners
- ✓ Vrijblijvende offerte & advies

BEL GRATIS !

0800 20 950

